



## 庆大霉素 ( Gentamicin ), 10 mg/mL

货号	品名	规格	有效期	外观	储存条件	运输条件
S130J7	庆大霉素 ( Gentamicin ), 10 mg/mL	10 mg/mL	24 个月	液体	2 ~ 30 °C	常温

### 1. 产品描述

庆大霉素 ( Gentamicin ), 即硫酸庆大霉素浓度 10mg/mL。此抗生素在常温下稳定。

抗菌谱：革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。

本产品使用注射用水 ( Water-For-Injection ) 配置。

本产品供科学研究使用，用于组织和细胞的体外培养。

**严禁用于临床。**

### 2. 企业质量体系

上海源培生物科技股份有限公司的产品是在 cGMP 标准车间中生产的。

上海源培生物科技股份有限公司已取得 ISO9001:2015、ISO13485:2016 质量体系认证。

### 3. 产品参数

本产品为过滤除菌产品

物理外观：

推荐工作浓度：0.5-50 µg/mL

储藏条件：2 ~ 30 °C

运输条件：常温

用途：仅供科研和生产使用

### 4. 使用指南

由于本产品的工作浓度是针对须添加血清的基础培养基而设定的，血清对抗生素有一定的中和作用，实际发挥作用的抗生素浓度低于设定的工作浓度。当在无血清培养基中使用时应适当减少用量，以免造成细胞毒性。

### 5. 相关产品

货号	品名	规格	存储条件	运输条件
S110JV	青霉素-链霉素 ( 双抗 ), 100X	100 mL	-30 ~ -5 °C	干冰
S120JV	抗生素-抗真菌素 ( 三抗 ), 100X	100 mL	-30 ~ -5 °C	干冰
S140J0	Zeocin 选择性抗生素, 100mg/mL	1 mL	-30 ~ -5 °C	干冰
S150J7	G418 选择性抗生素, 50 mg/mL	10 mL	-30 ~ -5 °C	干冰
S160J7	潮霉素 B ( Hygromycin B ), 50 mg/mL	10 mL	2 ~ 8 °C	蓝冰
S170J7	两性霉素 B ( Amphotericin B ), 250 µg/mL	10 mL	-30 ~ -5 °C	干冰
S180J0	杀稻瘟菌素 S ( Blastidicin S ), 10 mg/mL	1 mL	-30 ~ -5 °C	干冰
S190JV	硫酸卡那霉素 ( Kanamycin ), 10 mg/mL, 100X	100 mL	-30 ~ -5 °C	干冰
S250J0	嘌呤霉素 ( Puromycin ), 10 mg/mL	1 mL	-30 ~ -5 °C	干冰
S2701A	LabCare® 支原体去除试剂	1 Set	-30 ~ -5 °C	干冰

\* 100X 代表产品的浓度是工作浓度的 100 倍。